
Bilancia pesapersona

**SPECIFICHE:**

- Equipaggiata con sensore ad alta precisione
- Base in acciaio
- Capacità max:180Kg-396lb
- Unità di misura selezionabili: Chilogrammi – Libbre
- Divisione: 0,1kg – 0,2lb
- Reset automatico
- Spegnimento automatico
- Indicatore sovraccarico



Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzioni per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.

**ATTENZIONE!**

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio. Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079. Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto standard, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.

 **INFORMAZIONI AGLI UTENTI** ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: BILANCIA PESA-PERSONE per solo utilizzo domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio

o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sino-tech.it

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

• La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi. La superficie della bilancia deve essere sempre ben asciutta altrimenti diventa scivolosa e pericolosa.

Ø NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.

• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Ø Non posizionare la bilancia su tappeti o moquette. Pulire con panno umido, non utilizzare solventi e non immergere la bilancia nell'acqua.

Ø Non sovraccaricare la bilancia: può rompersi irrimediabilmente.

Ø Non mantenere la bilancia in posizione verticale quando non si utilizza.

• Evitare vibrazioni violente o impatti bruschi: non lasciar cadere la bilancia e non far cadere niente sulla bilancia.

Ø NON inserire alcun oggetto nel vano delle batterie.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO DELLE BATTERIE

• Alimentazione: 2 batterie tipo AAA

• Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la polarità indicata sull'apparecchio.

Ø NON ricaricare, disassemblare, cortocircuitare, danneggiare meccanicamente, gettare nel fuoco, messe nell'acqua, riposte insieme ad oggetti metallici, fatte cadere su superfici dure.

Ø NON utilizzare più l'apparecchio e le batterie se le batterie dovessero presentare segni di deterioramento quali ad esempio: deformazione, scalfitture, odore anomalo o scolorimento della superficie. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

• La batteria non deve essere esposta a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti;

- Rimuovere la batteria se inizia a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.

⊘ NON esporre mai le batterie a un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuoco o da fonti simili: elevato pericolo di fuoriuscite di acido! L'inosservanza di queste indicazioni può comportare il danneggiamento ed eventualmente l'esplosione delle batterie.

- La batteria deve essere installata in modo corretto nell'apposito vano batterie;

- Quando rimuovete la batteria perché a fine vita o danneggiata, smaltitela secondo le regolamentazioni nazionali vigenti.

⚠ ATTENZIONE! Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare pericoli mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini piccoli. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

⚠ ATTENZIONE! L'acido contenuto nelle batterie è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovetela, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire una nuova batteria, pulire accuratamente il vano batterie con un panno o un tovagliolo di carta o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo. NON utilizzare

batterie nuove e vecchie contemporaneamente.

• Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

2 UTILIZZO

• Selezionare l'unità di misura (Kg, lb) attraverso il tasto posto nella parte posteriore della bilancia.

• Posizionare la bilancia in luogo piano e stabile per assicurare l'accuratezza.

• Accendere la bilancia toccando col piede la superficie della bilancia.

• Quando sul display compare 0.0 posizionarsi sulla superficie della bilancia con entrambi i piedi e restare fermi.

• Sul display compare il peso che resterà attivo per 6 secondi prima di spegnersi automaticamente.

"O-Ld": quando sul display compare questa dicitura significa che si è superato il peso massimo sopportabile dalla bilancia (180Kg).

"Err": questa dicitura sul display indica che bisogna sostituire la batteria.

3 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

a. danni da trasporto o da rotture accidentali

b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico

- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
 - d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
 - e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
 - f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
 - g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
 - h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
 - i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
 - j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
 - k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
 - l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.
- L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

4 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo "RICHIESTA DI ASSISTENZA" presente sul sito www.sinotech.it. L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO Pervenire, Insieme al Documento Fiscale al Centro Assistenza che si occuperà dell'intervento di assistenza in garanzia.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1• Visitare il sito www.sinotech.it
- 2• Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
- 3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico
- 4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
- 6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO Velocizzerà LA PRATICA!

SINOTECH

Tekno Italia srl
Via Bagutta, 13 - 20121 Milano
Tel. +39 0289708059
info@teknitalia srl
www.sinotech.it